

OPS-CODE

INFORMATIONEN ZUR VERSCHLÜSSELUNG

Verschlüsselung MAGNEZIX[®]-Implantate:

Code 5-786.0

(Osteosynthesematerial, Schraube)

Zusatzcode 5-931.1

(resorbierbare Implantate, Osteosynthese)






Wichtige Info!

Seit 2015 ist es möglich, bioabsorbierbare metallische Osteosynthesematerialien über die **Schlüsselnummer 5-931.1** abzubilden!

Damit finden auch MAGNEZIX[®]-Implantate einen geregelten Zugang in das G-DRG-System und ermöglichen die Erhebung einer validen Datenbasis.

PRODUKTÜBERSICHT

MAGNEZIX® Kompressionsschrauben können gemäß ihrer Dimension als Knochenschraube bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zur adaptions- oder übungstabilen Fixierung von Knochen und Knochenfragmenten eingesetzt werden.

IMPLANTAT	ABMESSUNGEN	LÄNGEN
MAGNEZIX® CS 2.0 	Durchmesser 2.0 mm Kopfdurchmesser 2.5 mm	8 bis 24 mm (in 2-mm-Schritten), nicht kanüliert
MAGNEZIX® CS 2.7 	Durchmesser 2.7 mm Kopfdurchmesser 3.5 mm Führungsdraht 1.0 mm	10 bis 34 mm (in 2-mm-Schritten), kanüliert
MAGNEZIX® CS 3.2 	Durchmesser 3.2 mm Kopfdurchmesser 4.0 mm Führungsdraht 1.2 mm	10 bis 40 mm (in 2-mm-Schritten), kanüliert

Syntellix AG

Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover

T +49 511 270 413 50

F +49 511 270 413 79

info@syntellix.com

www.syntellix.com

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.