

# BENZERSİZ AVANTAJLAR, ÇOK YÖNLÜ UYGULAMALAR

MAGNEZIX<sup>M3</sup>

MAGNEZIX® CBS

## MAGNEZIX® CBS 2.0, 2.7, 3.5:

- Küçük kemiklerin ve kemik parçalarının intra ve ekstra artiküler kırıkları
- Küçük kemiklerin ve eklemlerin artrodezleri, osteotomileri veya psödoartrozları
- Küçük kemikli ligament ve tendon rüptürü
- Osteokondral kırıklar ve Osteokondritis dissekansları
- Benzer endikasyonlar

## MAGNEZIX® CBS 2.0:

- Falangeal ve metakarpal kemikler
- Osteokondritis dissekans
- Benzer endikasyonlar

## MAGNEZIX® CBS 2.7, 3.5:

- Karpal, metakarpal, tarsal ve metatarsal kemikler
- Humerus Epikondilit  
Humerus Lateral Epikondilit : Tenisçi dirseği  
Humerus Medial Epikondilit: Golfçü dirseği
- Küçük ve orta boy kemiklerin ve kemik parçalarının metafiz kırıkları
- Benzer endikasyonlar

- Proksimal humerus  
- Skapula/kürek kemiği

Dirsek:  
- Radius başı  
- Distal üst kol

- Distal radius ve ulna  
- Radiusun stiloïd çıkıntısı  
- Sindezmoz rüptürü

- Karpal kemikler ve metakarpal kemikler

- Parmaklar ve başparmaklar

- Osteokondral çatlaklar  
- Patella  
- Proksimal tibia ve fibula

- Osteokondritis dissekans  
- Distal tibia ve fibula  
- Malleolus  
- Sindezmoz rüptürü/sindezmoz yaralanmaları

- Tarsal ve metatarsal kemikler  
(özellikle talus ve naviküler kemik)



### Daha iyi implant:

Metalik MAGNEZIX® CBS, polimer implantlara kıyasla daha dayanıklı, emilebilir ve endojen doku ile yer değiştirebilme özelliğine sahiptir. Bu durum hastalar ve hekimler için avantaj sağlamaktadır.

# MAGNEZIX<sup>®</sup> CBS

## ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

### IMPLANT

#### MAGNEZIX<sup>®</sup> CBS 2.0



#### MAGNEZIX<sup>®</sup> CBS 2.7



#### MAGNEZIX<sup>®</sup> CBS 3.5




### BOYUTLAR

### UZUNLUKLAR


<b>Çap</b>	2.0 mm	6 mm den 20 mm'ye kadar (2 mm'lik aralıklarla)
<b>Vida başı çapı</b>	4.0 mm	
<b>Çap</b>	2.7 mm	6 mm den 30 mm'ye kadar (2 mm'lik aralıklarla)
<b>Vida başı çapı</b>	5.0 mm	
<b>Çap</b>	3.5 mm	8 mm den 40 mm'ye kadar (2 mm'lik aralıklarla)
<b>Vida başı çapı</b>	6.0 mm	

## BOYUTLAR


### MAGNEZIX<sup>®</sup> CBS 2.0




Kullanıma Uygun Tornavida: T7




### MAGNEZIX<sup>®</sup> CBS 2.7



Kullanıma Uygun Tornavida: T7



### MAGNEZIX<sup>®</sup> CBS 3.5



Kullanıma Uygun Tornavida: T10

