

ÖDÜN VERMEDEN İSTİKRAR:

MAGNEZIX® PIN

MAGNEZIX^{M3}

MAGNEZIX® Pin 1.5, 2.0, 2.7, 3.2 örneğin:

Kemik fragmanları ve küçük kemiklerde eklem içi ve eklem dışı kırıklar

- Küçük kemiklerin ve eklemlerin artrodezleri, osteotomi-ri veya psödoartrozları
- Küçük kemik ligament ve tendon yırtıkları
- Osteokondral kırıklar ve diseksiyonlar
- Benzer endikasyonlar

MAGNEZIX® Pin 1.5 yukarıdaki özelliklerin yanısıra:

- Falangeal ve metakarpal kemikler
- Osteokondritis dissekans
- Benzer endikasyonlar

MAGNEZIX® Pin 2.0 yukarıdaki özelliklerin yanısıra:

- Karpal, metakarpal, tarsal ve metatarsal kemikler
- Ulnar ve radyal stiloit süreçler
- Radius başı ve kapitellum
- Benzer endikasyonlar

MAGNEZIX® Pin 2.7 and 3.2 yukarıdaki özelliklerin yanısıra:

- Pipkin kırıkları
- Metafiz radius ve ulna kırıkları
- Halluks valgus düzeltmeleri
- Benzer endikasyonlar

- Üst kol ve omuz ekleminin osteokondral kırıkları

Dirsek:
- Radius başı
- Distal üst kol

- Distal radius ve ulna

- Karpal kemikler ve metakarpal kemikler

- Kalça ekleminde osteokondral kırıklar (örn: Pipkin)

- Metafiz radius ve ulna kırıkları

- Parmaklar
- Parmak eklemleri

- Osteokondral çatlaklar ve kırıklar
- Osteokondritis dissekanslar
- Distal femur
- Proksimal tibia

- Osteokondral çatlaklar ve kırıklar
- Osteokondritis dissekanslar





- Tarsal ve metatarsal kemikler



MAGNEZIX® Pinlerin olağanüstü dayanıklılığı (PLA/PGA implantlarına göre 5 kat daha yüksek), Travmatoloji ve Spor Cerrahisinin çeşitli endikasyonlarında tamamen yeni bir yaklaşım yaratır.


MAGNEZIX® PIN

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

PIN	BOYUTLAR	UZUNLUKLAR
MAGNEZIX® Pin 1.5 	Çap 1.5 mm Vida başı çapı 2.5 mm	8 mm den 30 mm'ye kadar (2 mm'lik aralıklarla)
MAGNEZIX® Pin 2.0 	Çap 2.0 mm Vida başı çapı 3.0 mm	8 mm den 40 mm'ye kadar (2 mm'lik aralıklarla)
MAGNEZIX® Pin 2.7 	Çap 2.7 mm Vida başı çapı 4.0 mm	12 mm den 50 mm'ye kadar (2 mm'lik aralıklarla)
MAGNEZIX® Pin 3.2 	Çap 3.2 mm Vida başı çapı 5.0 mm	12 mm den 50 mm'ye kadar (2 mm'lik aralıklarla)


BOYUTLAR

MAGNEZIX® Pin 1.5




Başlık yüksekliği 1,0 mm'dir

MAGNEZIX® Pin 2.0



Başlık yüksekliği 1,0 mm'dir

MAGNEZIX® Pin 2.7



Başlık yüksekliği 1,1 mm'dir

MAGNEZIX® Pin 3.2



Başlık yüksekliği 1,3 mm'dir.

