


# MAGNEZIX<sup>®</sup> CS 2.7


## ÜBERSICHT INSTRUMENTE



# INSTRUMENTE\*

## CS 2.7

Bestellungen: ✉ [order@syntellix.com](mailto:order@syntellix.com) | ☎ 0511 - 270 413 66



Art. Nr.	Beschreibung
6027.107 1a	Schraubendreher T7, einteilig, selbsthaltend, Ø 1.1 mm durchbohrt, bestehend aus: 9099.001 Schraubendrehergriff einteilig 9027.015 Schraubendreherklinge T7
6027.207 1b	Schraubendreher T7, mehrteilig, selbsthaltend, Ø 1.1 mm durchbohrt, bestehend aus: 9099.002 Schraubendrehergriff mehrteilig 9027.015 Schraubendreherklinge T7
9027.020 2	Spiralbohrer Ø 2.2/1.1 mm, durchbohrt, Länge 100/75 mm, für Schnellkupplung
9027.021 3	Kopfraumfräser Ø 3.1/1.1 mm, durchbohrt, für Schnellkupplung
9027.033 4	Doppelbohrbüchse, Ø 3.1/2.2 mm
9027.034 5	Bohrbüchse, Ø 2.2/1.1 mm
9027.040 6a	Führungsdraht Ø 1.0 mm, mit Trokarspitze, Länge 100 mm, nicht wiederverwendbar
9027.041 6b	Führungsdraht Ø 1.0 mm, mit Gewindespitze, Länge 100 mm, nicht wiederverwendbar
9027.042 7	Messstab, für Führungsdraht Ø 1.0 mm, Führungsdrahtlänge 100 mm
9027.050 8	Reinigungsdraht Ø 1.05 mm, für Ø 1.1 mm durchbohrte Instrumente
Ohne Abbildung:	
8027.001	Siebschale für MAGNEZIX® CS Ø 2.7 mm, ohne Inhalt
8027.002	Deckel für Siebschale, für MAGNEZIX® CS Ø 2.7 mm

\*Die Abbildungen sind nicht maßstabsgerecht.